

Fixiergurt für Beine, Beingurt mit Klemmen

Regulärer Preis:

398,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Fixiergurt für Beine, Beingurt mit Klemmen"

RE10-373 Fixiergurt für Beine,

- Beingurt mit Klemme zur Schnellbefestigung an den Normschienen mit Kloben.
- Breite:120mm,
- Polsterlänge 540mm,
- Gesamtlänge 1700mm,
- Klemmbreite 6cm,
- Rapid- Längeneinstellung ohne Klettverschluss erfolgt im Kloben

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-373
Veröffentlicht:	2026-11-04
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung