

MRT Auftritt (zweistufig)

Regulärer Preis:

326,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "MRT Auftritt (zweistufig)"

MRT Auftritt (zweistufig)

- Geeignet bis 3 Tesla
- Rahmen und Platte bestehen aus einem Spezialkunststoff (UV-beständig und vergilbungsfrei)
- Rutschsichere Spezialfüße
- Antirutschstreifen auf der Stehfläche
- Belastbar bis 150 kg (Optional 250 kg)
- Eigengewicht ca. 7,5 kg

Außenabmessungen

- Länge 660 mm
- Breite 400 mm
- Höhe 1. Stufe 200 mm
- Höhe 2. Stufe 380 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	MR-AT2MRT
Veröffentlicht:	2026-11-02