

Arthroskopie Beinhalter

Regulärer Preis:

1.983,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 8 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Arthroskopie Beinhalter"

RE10-353 ARTHROSKOPIE- KNIELAGERUNG

- höhenverstellbar im Kloben,
- in der Breite zum Bein einstellbar mit Zugspindel und Kurbel,
- Klemmenhöhe: ca. 26,5 cm,
- Ø der Klemme: max. ca. 22 cm,
- Traglast 40 kg Max., ?Patientengewicht ca. 215 kg,
- inkl. Polster,
- Polster abnehmbar,
- elektrisch leitfähig und weich,
- tragende Struktur aus rostfreiem Edelstahl,
- **inkl. Befestigungskloben RE10-305**

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-353
Veröffentlicht:	2026-11-02
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung





