

Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme

Regulärer Preis:

129,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 7 Tage

Produktinformationen "Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme"

RE10-301 BEFESTIGUNGSKLEMME

für OP- Tische mit Einhandbedienung

Diese Zubehörklemme verfügt
über eine standardmäßige
Hakenbefestigungsfunktion
und ist einfach und effektiv zu
montieren. Sie haken einfach
die OP-Tischklemme an
der Seitenschiene des OP-Tisches ein,
mit 16- 20 mm Ø- Aufnahme.
Länge: 90mm
Höhe: 60mm
Breite: 40mm
Gewicht: 0,3kg

Material: Aluminium eloxiert

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-301

Veröffentlicht:	2026-11-04
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung



