

DORO® QR3 Kopfhalterungssystem

Regulärer Preis:

1.790,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "DORO® QR3 Kopfhalterungssystem "

Die DORO® QR3 Kopfhalterungssystem dient in der Neurochirurgie der Lagerung des Kopfes an einem Operationstisch mit Anbringung an ein DORO® Seitenschienen Adapter.

Die Schädeldornen fixieren den Kopf fest, so dass es während der Operation zu keinen Bewegungen des Kopfes kommen kann. Diese Halterung oder auch Skull Clamp Headrest genannt ist wahlweise aus Aluminium oder röntgentransparent aus Carbon. Bitte fragen Sie nach Ausführungsvarianten und Preisen sowie passenden OP- Tischen.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	QR3
Veröffentlicht:	2026-11-04
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung