

Wirbelsäulenrahmen, Wilsonbank röntgenfähig

Regulärer Preis:

6.700,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Wirbelsäulenrahmen, Wilsonbank röntgenfähig"

Rückenbrücke, Hernienbrücke, Wilsonrahmen röntgenfähig.

Wirbelsäulenrahmen oder auch Wilsonbank (Spinal Surgery Positioner)

Zur Anhebung der Wirbelsäule bei chirurgischen Eingriffen mit posteriorem Zugang. Ermöglicht eine maximale Lordosierung des operierten Segments, unter anderem bei Laminektomie, Dekompression, Bandscheibenoperationen oder Mikrodiskektomien. Basis aus Polycarbonat gewährleistet Röntgentransparenz. Mit Gelpolstern versehene Carbonplatten ermöglichen eine Anhebung im Bereich von 225–295 mm. Stufenlos einstellbare Höhe mittels einer einfach zu bedienenden, abnehmbaren Kurbel. Der anpassbare Abstand der Polster schafft ausreichend Freiraum für den Bauchraum des Patienten – der maximale Abstand beträgt 180 mm. Befestigung an Zubehörschienen oder direkt auf der Tischplatte mittels leicht zu desinfizierender Silikonbänder.

Das System beinhaltet:

- Wirbelsäulenrahmen
- Kurbel
- Trolley für Lagerung und Transport
- Maße: 762 x 444 x 254 mm
- Patientengewicht max.: 272 Kg
- Polster: Gelpads

Hersteller :	THM Medizintechnik

Produktnummer:	FAKTEK-9000
Veröffentlicht:	2026-11-02
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

