

MRT Liege Basic mit Wunschhöhe bis 3T

Regulärer Preis:

1.999,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Liege Basic mit Wunschhöhe bis 3T"


Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR bis 3 T

- Wahlweise mit verschiedenen Höhen, Breiten mit Seitengittern und Papierrollenhalter
- Fahrgestell weiß RAL 9003
- Das Kopfteil der MRT Liege kann bis zu 45° aufgerichtet werden.
- Technische Daten Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR
- Liegefläche: 550 mm X 1850 mm, bei Breite 560 mm oder
- Liegefläche: 620 mm X 2000 mm, bei Breite 620 mm
- Höhe: 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, bitte wählen
- Rollendurchmesser: 125 mm, jede Rolle bremsbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- Polsterauswahl nach Farbkarte (bitte wählen)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	1401-MR-3T.584
Veröffentlicht:	2026-11-02
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung








Polsterfarben
Upholstery Colour
THM
MEDIZINTECHNIK
black
white
gray
beige
purple
red
salmon pink
orange
sky blue
light blue
blue
navy blue
green
green peas
light green
cassicas
yellow
*Polsterfarben können in Real leicht von der Vorlage abweichen
* Colours may vary slightly from real colours