

Hand OP-Tisch Lang mit Polster ohne Stütze

Regulärer Preis:

1.820,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch Lang mit Polster ohne Stütze"

RE10-390-KL HAND-OP-TISCH LANG

Hohe Belastung ohne Stütze für bessere Beinfreiheit

- Edelstahlstruktur
- benötigt keine Stütze
- mit Polster
- röntgenfähig
- wird fest über die Normschiene mit dem OP- Tisch verbunden.
- Höhenverstellbar: 10 cm
- Maße: 625 X 350 X 350 mm, L X B X H
- Patientengewicht ca. max. 270 Kg.
- Belastung bis 20Kg.
- Gewicht: 9,2 Kg.
- Inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-390KL
Veröffentlicht:	2026-11-02

